



# Vanderbilt Genome Editing Resource


## GENOTYPING PROTOCOL: **Rr546<sup>em1Mgn</sup>/Gata6 $\Delta$ 1**

Primer name	Sequence (5' to 3')	Primer type
<b>Gata6-E4-Rev2</b>	CCTGCTCGGTCATTAATACAG	WT/mutant
<b>Gata6-WT-Specific_FWD</b>	CTCTGCCTTCACCTAGAATTC	WT
<b>Gata6-KO-Specific_FWD</b>	CAAAGCCAGAGCTCGAG	Mutant

### Expected products:

WT = 373 bp

Rr546<sup>em1Mgn</sup> = Templated Gata6 Rr KO = 229 bp, other deletions may vary in length



**Reaction:** EconoTaq PLUS 2x Master Mix, Biosearch Technologies

Component	Final Concentration
10 $\mu$ M forward primer	0.5 $\mu$ M
10 $\mu$ M reverse primer	0.5 $\mu$ M
Genomic DNA template	1 $\mu$ l of tail lysate or purified DNA < 100 ng/ $\mu$ l
EconoTaq PLUS 2x Master Mix	1x

### Thermocycler settings:

Program step	Temperature	Time
1	94°C	2 min
2	94°C	30 sec
3	50°C	30 sec
4	72°C	25 sec
5	go to step 2 for 35 cycles	
6	72°C	5 min
6	4°C	final hold (16°C for overnight)