



GENOTYPING PROTOCOL

Investigator: Mark Magnuson

Genome Edit: Zfp92 KO

Allele name: *Zfp92^{em1Mgn}*

Primers:

KD2-Fwd: AATTCCCGACACATAACTG

KD-2 Rev: GCAAGAAAGTTCCAAAGCAGAGTC

Predicted PCR Product: WT = 172 bp, KO = 165 bp


PCR protocol:

20 μ L PCR reaction

5x Phusion HF buffer	= 4 μ L
10 mM dNTPs	= 0.4 μ L
10 μ M KD2-F2:	= 1.0 μ L
10 μ M Zfp92 7bpRev:	= 1.0 μ L
DMSO	= 0.6 μ L
Phusion Polymerase	= 0.2 μ L
Water	= 11.8 μ L
Genomic DNA (about 50 ng)	= 1.0 μ L

PCR program

1. 98°C, 30 sec
2. 98°C, 10 sec
3. 61°C, 15 sec
4. 72°C, 20 sec
5. Go to 2, 40 X
6. 72°C, 7 min
7. 4°C, ∞



Knockout Allele Confirmation PCR:

When WT and KO bands cannot be clearly distinguished this assay will amplify only the KO allele.

Primers:

KD2-F2: CATGCTGCTTGCCTGAGTTTCC

Zfp92 7bp Rev: GATGGCTGTAGTTCTCACTTGC

Predicted PCR Product: WT = none, KO = 250 bp

PCR protocol:

<u>20 μL PCR reaction</u>		<u>PCR program</u>
5x Phusion HF buffer	= 4 μ L	1. 98°C, 2 min
10 mM dNTPs	= 0.4 μ L	2. 98°C, 10 sec
10 μ M KD2-F2:	= 1.0 μ L	3. 67°C, 15 sec
10 μ M Zfp92 7bpRev:	= 1.0 μ L	4. 72°C, 15 sec
DMSO	= 0.6 μ L	5. Go to 2, 40 X
Phusion Polymerase	= 0.2 μ L	6. 72°C, 7 min
Water	= 11.8 μ L	7. 4°C, ∞
Genomic DNA (about 50 ng) = 1.0 μ L		